

	CODE SANITAIRE ELEVAGE	ANN-PROD-10 Version: 01 Date : 03/09/20 Page : 1/1 Ref : IT-PROD-05
	PLAN DE CONTROLE SALMONELLE APRES UN VIDE SANITAIRE NORMAL	

Une recherche de salmonelles tout sérovar est effectuée.

En poule, utiliser un kit de prélèvement de vide sanitaire avec enveloppe préimprimée.

En palmipède, le technicien remet une enveloppe préimprimée (préparée par les laboratoires) en fin de lot.

Utiliser des chiffonnettes blanches si prélèvements avant 48h.

Si possible, ne pas désinfecter avant les résultats d'eau de lavage.

POINTS A CONTROLLER		CHIFF PEDICHIFF	COMMENT
EXTERIEUR	EAU DE LAVAGE	1 CHIFF	<i>A la fin du lavage et avant la désinfection</i>
Prélèvements, minimum 48 heures après Nettoyage Désinfection			
BATIMENT	SOL (caillebotis, paille, copeaux)	Min 1 PEDICHIFF	<i>Après désinfection. Si un résultat est positif, le technicien met en place un plan d'action (refaire si possible la désinfection)</i>
	MURS, PORTE, SOUS BASSEMENT	Minimum 1 CHIFF (Maximum 5)	
	SAS (zone bâtiment)		
	MAGASIN		
	SAS à OEUF		